

# Electrodo Pediátrico



## Especificaciones

- Indicado su uso para menores de 8 años o bajo los 25 kilos.
- Duración sin uso es de 2 años.
- Dosifica inmediatamente la energía que administra a la víctima, sólo al conectarlo al equipo DEA.

## Recuerda

- Sólo se deben abrir para su uso directo con una víctima.
- Al dejar el electrodo abierto de su envoltorio, el gel conductor se deshidrata dejándolo inservible ante su requerimiento de uso.
- Los electrodos son desechables, ante su uso o vencimiento, debe realizar el cambio de estos.

