

Electrodo Adulto



Especificaciones

- Electrodo de una sola pieza que permite una rápida y fácil instalación.
- Metrónomo que apoya la RCP, permitiendo que el reanimador pueda lograr la frecuencia adecuada que es de 100 a 120 compresiones por minuto.
- El CPR True Help, entrega al reanimador una retroalimentación en tiempo real de la calidad de la RCP, entregando mensajes correctivos.
- Su duración sin uso es de 5 años, la mayor del mercado de equipos DEA.

Recuerda

- Sólo se deben abrir para su uso directo con una víctima.
- Al dejar el electrodo abierto de su envoltorio, el gel conductor se deshidrata dejándolo inservible ante su requerimiento de uso.
- Los electrodos son desechables, ante su uso o vencimiento, debe realizar el cambio de estos.

